

מצבים שונים של התפריט הראשי

במצב ידני (MANUAL MODE) ומצב אוטומטי (AUTO MODE)



The image shows the MiniMed 670G pump screen in Auto Mode. The screen displays a menu with the following items: Bolus, Enter BG, Temp Target, Audio Options, Status, Suspend Delivery, and Options. The Temp Target option is highlighted with a red box.

Auto Mode (מצב אוטומטי)

- Bolus (בולוס)
- Enter BG (הזנת ערך ב.ס.)
- Temp Target (יעד זמני)
- Audio Options (אפשרויות שמע)
- Status (מצב)
- Suspend Delivery (השהה העברה)
- Options (אפשרויות)



The image shows the MiniMed 670G pump screen in Manual Mode. The screen displays a menu with the following items: Bolus, Enter BG, Basal, Audio Options, Status, Suspend Delivery, and Options. The Basal option is highlighted with a red box.

Manual Mode (מצב ידני)

- Bolus (בולוס)
- Enter BG (הזנת ערך ב.ס.)
- Basal (בסיס)
- Audio Options (אפשרויות שמע)
- Status (מצב)
- Suspend Delivery (השהה העברה)
- Options (אפשרויות)

תפריט MINIMED 670G במצב ידני (MANUAL MODE)

Bolus (בולוס)

- Bolus Wizard (בולוס חכם)
- Manual Bolus (בולוס ידני)
- Preset Bolus (בולוס מוגדר מראש)
- Delivery Settings (הגדרות העברה)

Basal (בסיס)

- Temp Basal (בסיס זמני)
- Preset Temp (זמני מוגדר מראש)
- Basal Patterns (תבניות בסיס)
- Delivery Settings (הגדרות העברה)

Options (אפשרויות)

- SmartGuard
- היסטוריה (History) מכל וצינורית
- הגדרות העברה (Delivery Settings)
- סמני אירועים (Event Markers) תזכורות
- Utilities (תכונות מיוחדות)

Sensor Settings (הגדרות חיישן)

Airplane Mode (מצב טיסה)

Display Options (אפשרויות תצוגה)

Time & Date (שעה ותאריך)

Remote Bolus (בולוס רחוק)

Block (חסימה)

Self Test (בדיקה עצמית)

Carb unit (יחידת פחמימות)

Manage Settings (נהל הגדרות)

Sensor Demo (הדגמת חיישן)

Device Options (אפשרויות מכשיר)

Language (שפה)



Manual Mode (מצב ידני)

- Bolus (בולוס)
- Enter BG (הזנת ערך ב.ס.)
- Basal (בסיס)
- Audio Options (אפשרויות שמע)
- Status (מצב)
- Suspend Delivery (השהה העברה)
- Options (אפשרויות)

תפריט MINIMED 670G במצב אוטומטי (AUTO MODE)

